



飛沫飛散防止用 ディスポーザブル

患者保護カバー



≪概略寸法図≫



特 徴

透明なビニールのカバーで覆うため、飛沫の飛散を低減し、検査室が汚染されにくくなります。術者が患者からの飛沫を防止出来るとともに、汚染された環境から患者を隔離出来ます。マスクが着用できない患者や、せき・くしゃみが多い場合に有効です。CT装置や寝台、その他周辺への飛沫飛散が低減され、ガントリー周辺の清掃・消毒作業の軽減になります。X線透過の影響の少ない樹脂製です。CT以外にも応用可能です。

仕 様

材 質 ポリエチレン・ポリプロピレン
 サイズ 患者側長さ約1,000 mm、幅約680 mm
 構 成 下プレート・ビニール部の2パーツ

販売名	患者保護カバー	JMDN	35531000
医療機器届出番号	11B1X10019000301	クラス分類	クラス I、一般医療機器
一般的名称	単回使用汎用サージカルドレープ	滅菌有無	未滅菌

価 格

種類	患者保護カバー (SET)	患者保護カバー (ビニールのみ)
		 下プレートはありません
梱包形態	10本/箱、段ボール箱	20枚/箱、段ボール箱
元梱サイズ	□105×L 1260 mm	
GS1コード	(01)14562431533012	(01)14562431533029
希望小売価格	15,000円/箱 (1,500円/SET)	15,000円/箱 (750円/枚)

お取扱店

製造販売元：株式会社杏林システマック

TEL 048-253-2490 FAX 048-253-2382

www.kyorin-systemac.co.jp