

お客様各位

〒332-0031

埼玉県川口市青木 1-13-1

株式会社杏林システマック

修理・保守点検サービスのご案内

平素より当社製品をご愛用頂きまして誠にありがとうございます。

弊社では以下の許可に基づき、修理・保守サービスを行っておりますのでご案内いたします。

1. 業務範囲

弊社にて許可を受けた修理業区分は次の◎印です（許可番号：埼玉県知事許可 11BS200096）

特定保守管理医療機器		特定保守管理医療機器以外	
◎	特管第一区分： 画像診断システム関連	◎	非特管第一区分： 画像診断システム関連
◎	特管第二区分： 生体現象計測・監視システム関連	◎	非特管第二区分： 生体現象計測・監視システム関連
◎	特管第三区分： 治療用・施設用機器関連	◎	非特管第三区分： 治療用・施設用機器関連
	特管第四区分： 人工臓器関連		非特管第四区分： 人工臓器関連
	特管第五区分： 光学機器関連		非特管第五区分： 光学機器関連
	特管第六区分： 理学療法用機器関連		非特管第六区分： 理学療法用機器関連
	特管第七区分： 歯科用機器関連		非特管第七区分： 歯科用機器関連
	特管第八区分： 検体検査用機器関連		非特管第八区分： 検体検査用機器関連
	特管第九区分： 鋼製器具・家庭用医療機器関連		非特管第九区分： 鋼製器具・家庭用医療機器関連

2. 修理・保守サービス対応の医療機器

当社は以下の製品について修理・保守点検を行います。

一般的名称	販売名・型式等
マルチチャンネル輸液ポンプ（G3）特管	MRidium（エムリディウム）
パルスオキシメータ（G2）特管	iMagox（イメージオックス）
多項目モニタ（G2）特管	MRI 対応患者モニタリングシステム Pimot
マルチガスモジュール（G2）特管	Pimot マルチガスモジュール 3886
多相電動式造影剤注入装置（G1）特管	炭酸ガス送気装置 KSC-130

3. 管理体制

医療機器修理業 責任技術者 本田 毅

4. ご相談窓口

修理・保守サービスに関するお問い合わせ



0800-777-2490

【受付時間：9:00～17:00 月～金曜日（祝日・弊社休日を除く）】

以上